


Défibrillateur

FRXCLE

Clé pédiatrique



Descriptif et fonctionnement

Cette clé de défibrillation pédiatrique ne peut être utilisée avec le défibrillateur FRx que lors d'une intervention sur un nourrisson ou un enfant (âgé de moins 8 ans ou d'un poids inférieur à 25 kilos). Une fois la clé insérée, l'appareil va aussitôt réduire le niveau d'énergie au seuil approprié pour la défibrillation pédiatrique et adapter en conséquence les instructions d'aide à la RCP. Le schéma figurant sur la clé vous indique le positionnement correct des électrodes sur un nourrisson ou un enfant.

Caractéristiques techniques

Dimensions: information non disponible